

2020年5月28日

株式会社 **ブルボン**

株式会社ブルボン再生医科学研究所、  
再生医療研究用増殖制御培養液「Xyltech™」シリーズから  
ヒト間葉系幹細胞用培養液を6月1日（月）に販売開始



Xyltech™ BMT-01

株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田康）は、グループ企業である（株）ブルボン再生医科学研究所が開発する再生医療向け試薬「Xyltech™」シリーズから新たに、ヒト間葉系幹細胞増殖制御用培養液「Xyltech™ BMT-01」と増殖用培養液「Xyltech™ Growth BMT」を、2020年6月1日（月）にニプロ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐野 嘉彦）を通じて販売を開始いたします。

「Xyltech™」シリーズは（株）ブルボンの研究部門である健康科学研究所が、信州大学との共同研究を通じて開発した「糖による細胞の増殖制御技術」を応用した研究用試薬です。

ヒト間葉系幹細胞は体性幹細胞（用語説明を参照）の一種で、体内の脂肪組織や骨髄などに存在しています。脂肪細胞や骨芽細胞、軟骨細胞などに分化する能力を有していることから、骨や皮膚組織などの再構築といった再生医療への応用が期待されている幹細胞の一つです。

㈱ブルボンは、健康科学研究の一環として実施してきた食品の主要成分である「糖」に関する幅広い研究によって得られた、安全・安心な細胞増殖制御技術を通して、再生医療分野の更なる発展に寄与してまいります。

## 【用語説明】

体性幹細胞：ヒトの組織中に存在する幹細胞で、特定の細胞への分化能を有します。間葉系幹細胞のほかには、血液中の細胞になる造血幹細胞や、神経細胞のもとになる神経幹細胞などがあります。

## 【製品概要】

### ◇Xyltech™ BMT-01（増殖制御用）

ヒト間葉系幹細胞の性質を維持したまま、増殖を抑えて培養することができる（図1参照）血清フリーの培養液です。本品による増殖制御培養後、増殖用培養液に交換することで細胞は速やかに再増殖します。

※ 本製品は研究用試薬のため、ヒトや動物の治療・診断目的では使用できません。



製品名：Xyltech™ BMT-01  
内容量：100ml  
発売日：2020年6月1日（月）  
価格：参考価格 24,000円（税別）

### ◇Xyltech™ Growth BMT（増殖用）

ヒト間葉系幹細胞の維持培養に適した血清フリーの培養液です。本品は基礎培養液（Xyltech™ Growth BMT（Basal Medium））と添加剤（Xyltech™ Growth BMT Supplement）で構成されています。基礎培養液に添加剤を加えて使用することで、細胞の性質を維持したまま培養することができます。

※ 本製品は研究用試薬のため、ヒトや動物の治療・診断目的では使用できません。



製品名：Xyltech™ Growth BMT  
内容量：500ml（基礎培養液）  
50ml（添加剤）  
発売日：2020年6月1日（月）  
価格：参考価格 79,000円（税別）




図1 Xyltech™ BMT-01 と Xyltech™ Growth BMT を用いて培養したヒト間葉系幹細胞（脂肪由来）の細胞数変化

通常の維持培養では Xyltech™ Growth BMT を用いて細胞の増殖を行います。Xyltech™ BMT-01 を用いた場合、細胞の性質を維持したまま増殖を抑えて培養できることを確認しました。

## 【ご参考】

会社名：ニプロ株式会社 (NIPRO CORPORATION)  
 所在地：大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号  
 代表者：代表取締役社長 佐野 嘉彦 (さの よしひこ)  
 資本金：84,397 百万円  
 事業内容：医療機器・医薬品及び医療用ガラス製品の製造・販売

## 【既存品】

- Xyltech™ BOF-01 : <https://www.bourbon.co.jp/static/pdf/20171110xyltechhanbaikaishipressrelease.pdf>
- Xyltech™ H-Fbro-01 : [https://www.bourbon.co.jp/static/pdf/20200409Xyltech\\_H-Fbro-01.pdf](https://www.bourbon.co.jp/static/pdf/20200409Xyltech_H-Fbro-01.pdf)

以上

## 【この件に関する研究機関様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン再生医科学研究所 業務部 窓口：室橋 直人  
 Tel : 0257-23-2769  
 E-mail : [support@bourbon-barl.co.jp](mailto:support@bourbon-barl.co.jp)